


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica</p> <p>U.O.C. LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 00</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/10/2016</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE</p> <p>Tampone Vaginale - Endocervicale – Uretrale - Balano-Prepuziale</p>	<p>Pagina 1 di 2</p>

TAMPONE VAGINALE - ENDOCERVICALE - URETRALE

Tampone vaginale

Modalità di prelievo per Ricerca Batteri, Candida e Trichomonas:

- la paziente deve essere distesa sul lettino in posizione ginecologica
- inserire lo speculum monouso
- prelevare il materiale dal fornice vaginale facendo ruotare delicatamente il tampone:
 1. Eseguire 1-2 vetrini da esaminare al microscopio
 2. Eseguire 1 tampone a secco e inserire nella provetta 0,5 ml di soluzione fisiologica sterile per l'esame microscopico a fresco del Trichomonas
 3. Eseguire 1 tampone in terreno di trasporto per ricerca Batteri
 4. Eseguire 1 tampone in terreno di trasporto per ricerca Candida

Tampone endocervicale


Modalità di prelievo:

- la paziente deve essere distesa sul lettino in posizione ginecologica
- impiegare uno speculum monouso per visionare la zona del prelievo
- asportare l'eccesso di muco cervicale ed esocervicale tramite un tampone e gettarlo
- inserire un tampone nel canale cervicale facendo penetrare per 1-1,5 cm ruotare il tampone in senso orario per 10-30 secondi estrarre il tampone avendo cura di non toccare la mucosa vaginale
 1. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Neisseria
 2. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Micoplasm
 3. Eseguire la ricerca della Clamidia utilizzando l'apposito kit fornito dal laboratorio (vedi ricerca Clamidia)

Tampone uretrale femminile

Modalità di prelievo:

- la paziente deve essere distesa sul lettino in posizione ginecologica:
- entrare nel canale uretrale per circa 1 cm e roteare il tampone raccogliendo il secreto presente sul meato uretrale esterno
 1. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Batteri
 2. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Candida
 3. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Neisseria
 4. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Micoplasm
 5. Eseguire la ricerca della Clamidia utilizzando l'apposito kit fornito dal laboratorio (per la modalità di prelievo vedi ricerca Clamidia)
 6. Eseguire almeno 1-2 vetrini facendo ruotare delicatamente il tampone per la colorazione di Gram

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica</p> <p>U.O.C. LABORATORIO ANALISI</p>	<p>Rev. 00</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data:13/10/2016</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE</p> <p>Tampone Vaginale - Endocervicale – Uretrale - - Balano-Prepuziale</p>	<p>Pagina 2 di 2</p>

Tampone uretrale maschile

Modalità di prelievo:

- Effettuare il prelievo uretrale al mattino prima della minzione
- Raccogliere il secreto uretrale presente sul meato uretrale, eventualmente dopo spremitura uretrale
- Inserire e ruotare il tampone nel meato uretrale per circa 2 cm
 1. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Batteri
 2. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Candida
 3. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Neisseria
 4. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Micoplasm
 5. Eseguire la ricerca della Clamidia utilizzando l'apposito kit fornito dal laboratorio (per la modalità di prelievo vedi ricerca Clamidia)
 6. Eseguire almeno 1-2 vetrini facendo ruotare delicatamente il tampone per la colorazione di Gram

Tampone balano-prepuziale

Modalità di prelievo:

- Invitare il paziente a scoprire il glande
- Raccogliere con un tampone l'essudato eventualmente presente nella zona del solco balano-prepuziale
- in caso di presenza di vescicole prelevare l'essudato con un tampone direttamente dalle vescicole
 1. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Batteri
 2. Eseguire **1 tampone in terreno di trasporto** per ricerca Candida