


| | | |
|---|---|--------------------------|
|  <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Pavia</p> | <p>Dipartimento di Patologia Clinica U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p> | <p>REV. 00</p> |
| | <p>MODULO</p> | <p>Data : 13/06/2017</p> |
| | <p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE Scotch Test</p> | <p>Pagina 1 di 1</p> |

SCOTCH TEST

Materiale per la raccolta :

Scotch trasparente (non fornito dal laboratorio)

Guanti Monouso (non fornito dal laboratorio)

Ritirare presso il laboratorio i vetrini e il contenitore dove conservare i vetrini

Modalità di raccolta :

- Il campionamento va eseguito al mattino prima che il paziente si scarichi e/o si lavi.
- Dopo aver indossato i guanti, far **aderire** un pezzetto di scotch delle dimensioni del vetrino, all'**ANO** facendo pressione.
- **Rimuovere** lo scotch.
- **Applicarlo** immediatamente sul vetrino, favorendone l'adesione con una leggera pressione e possibilmente evitando la formazione di bolle o pieghe.
- **Inserirlo** nell'apposito contenitore

NB: Si consiglia di effettuare la ricerca sempre su tre campioni in 3 giorni diversi

Conservazione:

Il contenitore con il vetrino può essere conservato a temperatura ambiente per un massimo di 3 giorni

In caso di ricerca su 3 campioni è possibile consegnarli in un'unica giornata.