

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Pavia</p>	<p>Dipartimento di Patologia Clinica U.O.C..LABORATORIO ANALISI</p>	<p>REV. 01</p>
	<p>MODULO</p>	<p>Data : 13/06/2017</p>
	<p>INFORMAZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE URINE (Ricerca antigeni Streptococco pneumoniae Legionella pneumophila)</p>	<p>Pagina 1 di 1</p>

## URINE PER RICERCA STREPTOCOCCO PNEUMONIAE O LEGIONELLA PNEUMOPHILA

*N.B. Le modalità di raccolta per i due tipi di microrganismi sono equivalenti.*

### Materiale per la raccolta:

Munirsi di un **contenitore sterile** a bocca larga con tappo a vite

#### A. MODALITÀ DI RACCOLTA IN PAZIENTE CHE URINA AUTONOMAMENTE:

1. Raccogliere le urine nel contenitore sterile
2. Prestare attenzione a non contaminare con le urine il recipiente e a non riempirlo oltre la metà
3. Chiudere subito ermeticamente il contenitore.

#### b. MODALITÀ DI RACCOLTA IN PAZIENTE CON CATETERE A PERMANENZA:

1. Chiudere con una pinza al di sotto del raccordo con la sacca per circa mezz'ora prima della raccolta
2. Nei cateteri con presenza di accesso (hub) per il prelievo, prelevare direttamente dall'accesso con una siringa sterile
3. Nei cateteri senza dispositivo per il prelievo, disinfettare la superficie del catetere e con una siringa sterile bucare il catetere e prelevare alcuni ml di urina ed immetterli nel contenitore sterile a bocca larga con tappo a vite

*N.B. Non raccogliere assolutamente l'urina dalla sacca o sconnettendo il catetere*

### Conservazione

Inviare nel minor tempo possibile al laboratorio

### Nota bene

**Nel caso in cui il paziente sia sprovvisto del contenitore per la raccolta dei materiali biologici il personale del laboratorio fornirà il contenitore idoneo.**

**Non è richiesta alcuna manipolazione, travaso , aliquotazione ecc. dei campioni biologici da parte dell'utenza.**